

RESPECT-EPA


アラート対応

【アラート検索の方法】

a.「アラート」タブからの検索方法 b.ステータスバーからの検索方法 の2種類があります。

a.「アラート」タブからの検索方法

- ① 「アラート」タブを選択します。
- ② 「ステータス」欄の▽をクリックすると、プルダウンメニューが表示されますので、「オープン(理由なし)」左の□にチェックを入れ、「適用」をクリックしてください。対応が必要なアラート一覧が表示されます。



- ③ 「項目」欄の各項目名が該当フォームにリンクされています。クリックするとアラートの詳細画面が開きます。
- ④ アラートが出ている項目は、赤帯にアラート内容が表示されています。
アラート内容を確認し、データの入力・修正が必要なものについては操作を行ってください。

アラートが出ているフォームへのデータ入力・修正

例: 血液検査【肝・腎機能】 AST (GOT) (IU/L) が空欄で、アラート内容が「入力をお願いいたします。」の場合。

The screenshot shows the alert form for 'Blood Test [Liver and Kidney Function]'. The 'AST (GOT) (IU/L)' field is empty, and a red alert banner is displayed at the top.

- ① 血液検査【肝・腎機能】 AST (GOT) (IU/L) が空欄のため、赤でアラートが表示されている状態です。

The screenshot shows the alert form with the cursor in the 'AST (GOT) (IU/L)' field.

- ② 対象項目のテキストボックスにカーソルを合わせ、数値を入力します。修正の場合は、値を書き換えます。

The screenshot shows the alert form with the value '19' entered in the 'AST (GOT) (IU/L)' field.

- ③ 値が入力されると自動的にアラートが閉じますので、フォーム最下部の「保存」ボタンをクリックし、保存してください。

The screenshot shows the bottom of the form with the 'Save' and 'Cancel' buttons.

アラートの出ている項目を修正しない場合

① 左側の「」アイコンをクリックすると、入力画面が開きます。



The screenshot shows a list of alerts on the left. The first alert is highlighted in red. A blue arrow points from the edit icon (a small square with a pencil) to a modal window titled "修正しない理由" (Reason for not correcting). The modal contains the following fields:

- 項目テキスト: 白血球数 (個/μL)
- アラート内容: 入力をお願いいたします。
- 修正しない理由: 未測定のため
- 変更理由: * 未測定のため

Below the fields is a "編集" (Edit) button, which is circled in red and labeled with a circled 2. At the bottom of the modal is a "監査" (Audit) section with a table:

変更日時	修正しない理由	変更理由	変更者
検索結果がありません			

At the very bottom of the modal is a "閉じる" (Close) button.

② 「修正しない理由」および「変更理由」を入力し、「編集」をクリックしてください。

③ アラートは表示されたまま、「修正しない理由」が表示されます。



The screenshot shows the alert list with the first alert highlighted in red. The text "修正しない理由: 未測定のため" is now displayed next to the alert icon, indicating that the reason has been saved.

b. ステータスバーからの検索・回答方法

- ① 「被験者」タブを選択します。
- ② 「アラートステータス」の▽をクリックすると、プルダウンメニューが表示されますので、「オープンアラート」と「一部クローズ済み」左の□にチェックを入れ、「適用」をクリックしてください。
- ③ 「アラートステータス」フィールドに表示されている、赤い部分のあるバーが未回答のアラートです。クリックすると該当被験者の対応が必要なアラート一覧が表示されます。

The screenshot shows the DATATRAK interface. The '被験者' (Subjects) tab is selected. The 'アラートステータス' (Alert Status) dropdown menu is open, showing options: クリーン, オープンアラート, 一部クローズ済み, クローズ. The '適用' (Apply) button is visible. A red box highlights the 'アラートステータス' field and the dropdown menu. A red box also highlights a row in the table with a red bar, indicating an unresponded alert. Red circles with numbers 1, 2, and 3 mark the steps described in the text.

- ④ 以降は、a. 「アラート」タブからの検索方法 ②以下と同一手順ですので、ご参照ください。